

Med-360

Vacuum + RF



inBeauty
LASER

Come funziona il manipolo di MED 360 ?

Combinazione di radiofrequenza multipolare e laser infrarosso vacuum.



4 modalità di rolling



Entrambi ruotano
a destra

Entrambi ruotano verso
l'interno

Entrambi ruotano
a sinistra

Entrambi ruotano verso
l'esterno




Riduce i grassi



Rimuove la cellulite



Rassoda la pelle



Rimodella la figura

Applicazioni

Riduzione della circonferenza e diminuzione della cellulite

Rimodellamento del corpo

Lifting facciale e snellimento del corpo

Miglioramento della texture cutanea

Massaggio meccanico

Labbra, codice a barre e contorno occhi



Vantaggi unici


Sistema 5 in 1: Vacuum + roller meccanico + radiofrequenza + led + infrarossi

4 direzioni di rotazione: verso l'interno, verso l'esterno, verso destra, verso sinistra.

Schermo LCD 10.4" pollici con impostazioni di protezione, 16 lingue.

Pompa d'aspirazione tedesca, 25 cub.m/h, performance potenziate

13.6 Mhz, raggi infrarossi che rispecchiano gli standard medici per sicurezza e efficacia





- Intensità vacuum: 40 - 90 KPa
- Potenza radiofrequenza: 50 W
- Frequenza radiofrequenza: 10 MHz
- Velocità massima roller vacuum 1 / 2: 120 RPM
- Direzione roller vacuum 1 / 2: verso l'interno, esterno, destra e sinistra
- Potenza massima raggi infrarossi: 20 W
- Lunghezza d'onda raggi infrarossi: 940 nm
- Lunghezza d'onda LED: 650 nm
- Potenza LED: 5 W
- Interfaccia operatore: schermo touch 10.4 "
- Modalità di raffreddamento: Ventola di raffreddamento
- Power input: 220V +/- 10%, 50/60 Hz & 110 V +/- 10 %, 50/60 Hz
- Potenza stimata: 1000 W
- Dimensioni: 560 x 470 x 1100 mm
- Peso netto: 51 kg



Med-360 Vacuum + RF

inBeauty s.r.l.s

P.IVA/Cod. Fisc. 08703240963

Sede Legale: Via fatebenefratelli 5 - 20122 Milano (MI)

Tel. +39 02 37904297 - Tel. +39 335 6939224

info@inbeauty-italia.com - www.inbeauty-italia.com

